

HeRo24 GmbH  
Opel str.8 48599 Gronau  
email : info@hero24.eu

Sicherheitshinweise und Produktinformationen für

WC Aufstehhilfen Toilettenstützgestelle

Schieben Sie die Aufstehhilfen an die Toilette so das ein sicheres Hinsetzen und Aufstehen möglich ist !

Die Aufstehhilfe kan mit herkömmlichen Haushaltsreiniger gereinigt werden

Achten Sie darauf das alle Schrauben richtig angezogen sind nur so ist ein stabiler Stand möglich

Bei Beschädigungen ersetzen Sie das Produkt

Das Produkt ist bis maximal 120 Kg zulässig